

ABTEILUNG INFEKTIONSDIAGNOSTIK
SCHWEIZ. REFERENZLABOR FÜR POLIOMYELITIS



Petersplatz 10 CH-4009 Basel
Labor Tel. 061 207-3279
Fax 061 207-3298

PD Dr. R. Gosert Tel. 061 207-3292
Email: Rainer.Gosert@unibas.ch

Einsendeformular

Isolierung von Polioviren

Bestätigung von Poliovirus-Isolaten

Patient/in: Name:

Geb. Datum:

Adresse:

Klin. Diagnose:

Material: Stuhl

Isolat aus Zellkultur

(2 Stuhlproben, Abstand von 24 - 48 Stunden. Andere Materialien auf Anfrage.)

Entnahmedatum:

unbedingt angeben:

Akute schlaffe Lähmung (AFP)

Ja

Nein

Lokalisation der Lähmung:

Krankheitsbeginn:

Anzahl verabreichte Impfungen gegen Polio (OPV + IPV):

Datum letzte Impfung a) Oral (OPV):

b) Injektion (IPV):

Absender: Name:

Adresse/Spital:

Tel.:

ev. Fax / e-mail:

Überwachung der Zirkulation von Polioviren. Im Rahmen der weltweiten Ausrottung der Poliomyelitis überwacht das Referenzlabor im Auftrag des BAG und entsprechend den WHO-Richtlinien das Vorkommen von Polioviren in der Schweizer Wohnbevölkerung. Dabei sollen alle Polio-Verdachtsfälle und alle Fälle von akuter schlaffer Lähmung (Acute Flaccid Paralysis, AFP) erfasst werden. Die Untersuchung ist kostenlos.

Patientenprobe, 3-fach verpackt:

- 1) Primärröhrchen
- 2) Versandhülle
- 3) Verschlussbare Plastiktüte oder Box

Primärröhrchen unbedingt mit Patientennamen anschreiben !



UNIVERSITÄT BASEL
DÉPARTEMENT BIOMÉDÉCINE
HAUS PETERSPLATZ

Department
Biomedizin
Basel

ABTEILUNG INFÉKTIONS-DIAGNOSTIK
SCHWEIZ. REFERENZLABOR FÜR POLIOMYELITIS



Petersplatz 10 CH-4009 Basel
Labor Tel. 061 207-3279
Fax 061 207-3298
PD Dr. R. Gosert Tel. 061 207-3292
Email: Rainer.Gosert@unibas.ch

Einsendeformular

Isolierung von Polioviren
Bestätigung von Poliovirus-Isolaten

Patient/in: Name: Geb. Datum:

Adresse:

Klin. Diagnose:

Material: Stuhl Isolat aus Zellkultur

(2 Stuhlproben, Abstand von 24 - 48 Stunden. Andere Materialien auf Anfrage.)

Entnahmedatum:

**Einsendeformular Polio
Bitte vollständig ausfüllen !**



**BIOLOGICAL SUBSTANCE
CATEGORY B**

Versandcouvert/Box
Rückseite mit
UN3373 Nummer